

MASAŻER EMS FOOTPAD



Specyfikacja techniczna:

Nazwa produktu	Masażer do stóp EMS
Napięcie	Bateria alkaliczna 1,5 V, 2x AAA
Tryby	6 (A-F)
Częstotliwość	1-100 Hz
Napięcie wyjściowe	8 mA
Wymiary	32x29 cm
Waga	57,4 g

Zawartość opakowania:

Main Device(FRONT) Main Device(REAR)



Foot Mat



Including:

1* Main Device
1* User Manual

1* Foot Mat
2* AAA Batteries(Selection)

Urządzenie główne (PRZÓD)
Urządzenie główne (TYŁ)

Mata pod stopy
W zestawie:
1* Urządzenie główne
1* Instrukcja obsługi
1* Mata pod stopy
Baterie AAA - brak w zestawie

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 12 minutach użytkowania.

Urządzenie wyłącza się automatycznie, jeśli nie postawisz stóp na macie.

Uwagi:

Produkt nigdy nie powinien być używany do łagodzenia niezdiagnozowanego bólu, ponieważ nie jest to wyrób medyczny. Przed leczeniem wszelkich stanów bólowych należy skonsultować się z lekarzem.

Stosuj niską intensywność i krótszy czas użytkowania, aby uniknąć nadmiernej stymulacji.

Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Ten produkt nie jest wodoodporny, nie należy go zanurzać ani wprowadzać w kontakt z wodą.

Nie używaj produktu, jeśli masz jakiegokolwiek schorzenia na stopach lub rany występujące w tym obszarze.

Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Używaj wyłącznie akcesoriów dostarczonych wraz z produktem.

Nie używaj urządzenia w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka.

Nie dopuść do kontaktu urządzenia z jakimkolwiek rodzajem metalu, np. biżuterią.

Nie używaj urządzenia na innych częściach ciała, a w szczególności tam gdzie znajduje się tatuaż lub plastikowy lub metalowy implant, w tym również na twarzy, klatce piersiowej, kręgosłupie i ramionach.

Nie stosuj urządzenia w przypadku ciąży, chorób serca, posiadania rozrusznika serca lub zintegrowanego defibrylatora, głębokiej trombozy próżniowej lub wysokiego ciśnienia krwi.

Sposób użycia:



Zsuń pokrywę baterii z urządzenia głównego
Zainstaluj prawidłowo 2 baterie AAA
Przymocuj urządzenie główne do maty
Położ stopy na macie (pamiętaj, aby stopy były bosc)
Naciśnij przycisk "ON/INC", aby włączyć urządzenie
Naciśnij przycisk "Program", aby wybrać odpowiedni program/tryb
Naciśnij przycisk "ON/INC", aby zwiększyć intensywność lub "OFF/DEC", aby zmniejszyć intensywność
Zrelaksuj się i ciesz się przyjemnym uczuciem masażu

Tryby:



Lamp for mode indication



ON: Włączenie zasilania
OFF: Wyłączenie zasilania
INC: Zwiększenie intensywności
DEC: Zmniejszenie intensywności
PROGRAM: Przełącznik trybów
Lampki sygnalizujące tryb pracy
Czerwony
tryb

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji



Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy użyć systemu zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w obowiązujących dyrektywach WE.