

# EMS MASÉR FOOTPAD



## Technická špecifikácia:

Názov produktu	EMS masážny prístroj na nohy
Napätie	Alkalická batéria 1,5 V / 2x AAA
Režimy	6 (A - F)
Frekvencia	1 - 100 Hz
Napätie	8 mA
Veľkosť	32 x 29 cm
Hmotnosť	57,4 g

## Balenie obsahuje:

Main Device(FRONT)



Main Device(REAR)



Foot Mat



### Including:

1\* Main Device  
1\* User Manual

1\* Foot Mat  
2\* AAA Batteries(Selection)

Hlavné zariadenie (PREDNÁ ČASŤ)

Hlavné zariadenie (ZADNÁ ČASŤ)

Podložka pod nohy
Balenie tiež obsahuje:
1 x Hlavné zariadenie
1 x Používateľská príručka
1 x Podložka pod nohy
Batérie AAA nie sú súčasťou balenia

Zariadenie sa automaticky vypne po 12 minútach používania.

Zariadenie sa automaticky vypne, ak nepoložíte nohy na podložku.

### **Upozornenia:**

Tento výrobok by sa nikdy nemal používať na zmiernenie nediagnostikovanej bolesti, nejde o zdravotnícku pomôcku. Pred ošetrovaním akýchkoľvek bolestí sa poraďte so svojím lekárom.

Používajte nízku intenzitu a kratšiu dobu používania, aby ste sa vyhli nadmernej stimulácii.

Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Tento výrobok nie je vodotesný, neponárajte ho ani nedávajte do kontaktu s vodou.

Nepoužívajte výrobky, ak máte na nohách akékoľvek ochorenie alebo máte v tejto oblasti rany.

Tento výrobok používajte len na určené použitie.

Používajte len príslušenstvo dodané s výrobkom.

Zariadenie nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou, napríklad v kúpeľni.

Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu s akýmkoľvek kovom, napríklad so šperkmi.

Prístroj nepoužívajte na žiadnu inú časť tela alebo špeciálne na časti, ktoré majú tetovanie alebo plastový či kovový implantát, vrátane tváre, hrudníka, chrbtice a ramien.

Nepoužívajte ho, ak ste tehotná, máte ochorenie srdca, kardiostimulátor alebo integrovaný defibrilátor, hlbokú žilovú trombózu alebo vysoký krvný tlak.

## Použitie:



Odsuňte kryt batérie z hlavného zariadenia
Správne nainštalujte 2 ks batérií AAA
Pripevnite hlavné zariadenie na podložku pod nohy
Položte si chodidlá na podložku (musia byť bosé)
Stlačením tlačidla „ON/INC“ zapnite
Stlačením tlačidla „Program“ si zvolte program
Stlačením tlačidla „ON/INC“ zvýšite intenzitu alebo tlačidla "OFF/DEC" znížite intenzitu
Teraz sa uvoľnite a užívajte si to

## Režimy:



### Lamp for mode indication



ON (zapnutý): Zariadenie je zapnuté
OFF (vypnuté): Zariadenie je vypnuté
INC: Pridať
DEC: Znížiť
PROGRAM: Prepínač režimu
Svietidlá na indikáciu režimu
Červená
režim

### Pokyny na recykláciu a likvidáciu



Toto označenie znamená, že by sa tento výrobok nemal likvidovať spolu s ostatným domácim odpadom v rámci celej EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu; recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tento výrobok môžu odovzdať na ekologickú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES.